

La AEMPS informa de la retirada del mercado de determinadas medias de compresión y vendajes fabricados por Bauerfeind AG

NOTA DE SEGURIDAD

Fecha de publicación: 23 de agosto de 2024

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 37/2024

- **Determinados modelos y números de artículo de estos productos podrían contener virutas metálicas adheridas, que podrían friccionar con la piel durante su uso**
- **La Agencia establece una serie de recomendaciones de cómo actuar para pacientes, farmacias y ortopedias**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Bauerfeind AG, Alemania, de la retirada del mercado de determinados modelos y números de artículo de medias de compresión y vendajes. De acuerdo con la información facilitada por la empresa, existe la posibilidad de que se hayan introducido virutas metálicas en algunos de estos productos que podrían dañar la piel de la persona usuaria durante su uso.

Las medias de compresión están diseñadas para el tratamiento de trastornos venosos como las varices, mientras que los vendajes alivian el dolor e inmovilizan articulaciones.

Los productos afectados han sido distribuidos en España por Bauerfeind Iberica S.A. (Calle San Vicente Martir 71, 4º-7ª. 46007, Valencia).


Situación actual en España

La empresa está enviando una [nota de aviso](#) a las farmacias y ortopedias a las que se han suministrado las medias de compresión y los vendajes para informarles del problema identificado y de la retirada del mercado de los mismos.

Productos afectados

Modelos de medias de compresión venosa

- b:joynz
- VenoTrain curaflow Arm
- VenoTrain curaflow Bein
- VenoTrain discrétion
- VenoTrain impuls
- VenoTrain micro
- VenoTrain pure



- VenoTrain soft
- VenoTrain soft S

Vendajes estabilizadores


- GenuTrain, para la rodilla



- LumboTrain, para la zona lumbar



- OmoTrain y OmoTrain S, para el hombro



Ver el [listado](#) en el que se incluye el nombre y la referencia de los productos afectados.



Información para pacientes

- En el caso de disponer de alguna de las medias o los vendajes que aparecen en el apartado de “productos afectados”, deje de utilizarlos.

- **Contacte con la farmacia o la ortopedia donde los adquirió para proceder a su devolución.**



Información para farmacias y ortopedias

- Si dispone en su establecimiento de las medias de compresión y vendajes mencionados en el apartado de “productos afectados”, cese su venta y contacte con su distribuidor para proceder a su devolución.
- Si ha vendido alguno de los productos afectados, contacte con los pacientes a los que se los haya vendido para informarles del problema detectado y para que realicen la devolución de los mismos.

Datos de la empresa distribuidora

Bauerfeind Iberica S.A.

Calle San Vicente Martir 71, 4º-7ª

46007, Valencia

Teléfono: **963 856 633**

Correo electrónico: info@bauerfeind.es



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Nombre articulo	Referencia
b:joynz compression stockings	22880011700231
GenuTrain	11041206010083
VenoTrain curaflow Arm	20000009900002
VenoTrain curaflow Arm	20000009900002
VenoTrain curaflow Arm	20000009900002
VenoTrain curaflow Bein	20000009900001
VenoTrain curaflow Bein	20000009900001
VenoTrain discrétion	21660721120224
VenoTrain discrétion	21660721120224
VenoTrain discrétion	21680021120232
VenoTrain discrétion	21680021120224
VenoTrain impuls	20710021200009
VenoTrain micro	21880711220009
VenoTrain micro	21880021220009
VenoTrain micro	21860721220009
VenoTrain micro	21860611220009
VenoTrain micro	21860611200009
VenoTrain micro	21860721220009
VenoTrain micro	21880711200009
VenoTrain micro	21860611100009
VenoTrain pure	20180011721223
VenoTrain pure	20180020001222
VenoTrain pure	20180010021009
VenoTrain pure	20180021701322
VenoTrain soft	21280021700009
VenoTrain soft	21210021220009
VenoTrain soft	21280021720009
VenoTrain soft	21280021220009
VenoTrain soft	21280011220009
VenoTrain soft	21210011420009
VenoTrain soft	21280011700009
VenoTrain soft	21280021200009
VenoTrain soft S	21280021224222
VenoTrain soft S	21260721224323
GenuTrain	11041206080003
GenuTrain	11041206080003
LumboTrain waisted	11084116080003
VenoTrain discrétion	21660721120222
VenoTrain discrétion	21660721120222
VenoTrain soft S	21280011204222
OmoTrain S	11071710080705
LumboTrain	11084116080004
LumboTrain	11084116080003
VenoTrain Soft	21260721220232
OmoTrain	11071710080605
GenuTrain	11041206080002
GenuTrain	11041206080002
LumboTrain	11084106080005
LumboTrain	11084106080005

GenuTrain	11041206080006
GenuTrain	11041206080003